

MRX Routine Abnormal Control

Best.-Nr./Order No.: K5040

Lot: 102660

Exp. Date: 2025-06-30

Plasma-Methode											Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross										
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR											
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	100957	23,8	20,2	27,4	21,1	26,5	2,53	1,90	3,16										
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	103763	22,5	19,1	25,9	19,9	25,1	2,64	1,98	3,30										

Note

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seinen eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommendations.