

# MRX Routine Normal Control

**Best.-Nr./Order No.: K5039**

**Lot: 103034**

**Exp. Date: 2025-10-31**

Plasma-Methode											Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross										
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR											
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	<b>100957</b>	<b>86,0</b>	73,1	98,9	76,1	95,9	<b>1,08</b>	0,81	1,35										
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	<b>103763</b>	<b>84,7</b>	72,0	97,4	75,0	94,4	<b>1,09</b>	0,82	1,36										

**Note**

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seinen eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommenations.