

MRX Routine Normal Control

Best.-Nr./Order No.: K5039

Lot: 103651

Exp. Date: 2026-05-31

Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross											
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR	
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	103763	89,0	75,7	102,4	78,8	99,2	1,06	0,80	1,33

Note

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seine eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommendations.