

# MRX Routine Normal Control

**Best.-Nr./Order No.: K5040**

**Lot: 101989**

**Exp.:Date: 2025-03**

Plasma-Methode											Geräte KC/MC 1/4/10 Schnittger & Gross										
Test	Hersteller	Reagenz	Charge	Soll %	Hersteller %		RiliBÄK %		Soll INR	Hersteller INR											
Thromboplastinzeit	Nordic Biomarker	MRX PT Owren	100957	87,9	74,7	101,1	77,8	98,0	1,07	0,80	1,34										

**Note**

Empfohlene Werte sind auf einem MC/KC-Kugelkoagulometer mit INR-Kalibrator analysiert worden.

Es wird empfohlen, dass jedes Labor seinen eigenen Kontrollbereich ermittelt und den eigenen Qualitätskontrollvorgaben anpasst.

Recommended values have been analysed on a MC/KC analyser calibrated with INR calibrators.

It's recommended that each laboratory are setting their own target range to fit local QC conditions and rekommendations.