

Zusätzlich ermittelte Sollwerte **Dia-PT**,
Bestell-Nr.: 81100 + 81050
kalibriert mit DiaCal am Thrombolyzer / Coasys

Informationen zu DiaCal

Bestell-Nr.: 95012

Charge: 921103

Verfall: 2024-11-30

102% Prothrombin

Dia-PT bei +37°C für 30 Minuten rekonstituiert

Kontrolle	Soll %	Hersteller-Bereich %	RiliBAK-Bereich %	Soll INR	Hersteller-Bereich INR
-----------	--------	----------------------	-------------------	----------	------------------------

DiaCont I, Bestell-Nr.: 91020 Charge: 920930	106	90	122	94	118	0,97	0,73	1,21
---	------------	----	-----	----	-----	-------------	------	------

MRX Routine Normal Control, Bestell-Nr.: K5039 Charge: 100862	87	74	100	77	97	1,07	0,80	1,34
---	-----------	----	-----	----	----	-------------	------	------

MRX Routine Normal Control, Bestell-Nr.: K5039 Charge: 101989	95	81	109	84	106	1,03	0,77	1,29
---	-----------	----	-----	----	-----	-------------	------	------

Kontrolle	Soll %	Hersteller-Bereich %	RiliBAK-Bereich %	Soll INR	Hersteller-Bereich INR
-----------	--------	----------------------	-------------------	----------	------------------------

DiaCont II, Bestell-Nr.: 91020 Charge: 920930	52,7	44,8	60,6	46,6	58,8	1,40	1,05	1,75
--	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

MRX Routine Abnormal Control, Bestell-Nr.: K5040 Charge: 100958	26,3	22,4	30,2	23,3	29,3	2,28	1,71	2,85
---	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

MRX Routine Abnormal Control, Bestell-Nr.: K5040 Charge: 101991	27,1	23,0	31,2	24,0	30,2	2,21	1,66	2,76
---	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

* für die Chargen mit A und B sind die Werte identisch

**Additional determined values Dia-PT,
Order No.: 81100 + 81050**
calibrated with DiaCal on Thrombolyzer / Coasys

Information DiaCal

Order No.: 95012

Lot: 921103

Expiry: 2024-11-30

102% Prothrombin

Dia-PT reconstituted at + 37 ° C for 30 minutes

Control	Assay value %	Max. limits %		Assay value INR	Max. limits INR	
DiaCont I, Bestell-Nr.: 91020 Charge: 920930	106	90	122	0,97	0,73	1,21

MRX Routine Normal Control, Order No: K5039 Lot: 100862	87	74	100	1,07	0,80	1,34
---	-----------	----	-----	-------------	------	------

MRX Routine Normal Control, Order No: K5039 Lot: 101989	95	81	109	1,03	0,77	1,29
---	-----------	----	-----	-------------	------	------

Control	Assay value %	Max. limits %		Assay value INR	Max. limits INR	
---------	---------------	---------------	--	-----------------	-----------------	--

DiaCont II, Bestell-Nr.: 91020 Charge: 920930	52,7	44,8	60,6	1,40	1,05	1,75
--	-------------	------	------	-------------	------	------

MRX Routine Abnormal Control, Order No: K5040 Lot: 100958	26,3	22,4	30,2	2,28	1,71	2,85
---	-------------	------	------	-------------	------	------

MRX Routine Abnormal Control, Order No: K5040 Lot: 101991	27,1	23,0	31,2	2,21	1,66	2,76
---	-------------	------	------	-------------	------	------

* For Lot A and B, the values are identical