



BasiCon 3

Sollwerte für MC- / KC-Coagulometer

Kontrollplasma therapeutisch / Control Plasma therapeutic

BasiCon 3 Lot: 20208
Best.Nr./Order No.: 30201
Exp.Date: 2021-10

Ganestin bei 37° für 30 Minuten rekonstituiert

Mit 1 ml Aqua dest. rekonstituieren / reconst. with 1 ml Aqua dest.

Thromboplastinzeit (TPZ) / Prothrombintime (PT)

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	Soll %	Hersteller Bereich %		RiliBÄK Bereich %		Soll INR	Hersteller Bereich INR	
Ganestin	DiaSys Deutschland	27,2	23,1	31,3	24,1	30,3	2,94	2,21	3,68

aPTT

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	Soll sec	Hersteller Bereich sec		RiliBÄK Bereich sec	
aPTT Lyo CH: 990627	DiaSys Deutschland	99,3	84,4	114,2	88,9	109,7
aPTT Lyo CH: 991233	DiaSys Deutschland	101,4	86,2	116,6	90,8	112,0
aPTT Lyo CH: 910308	DiaSys Deutschland	103,5	88,0	119,0	92,6	114,4

Fibrinogen

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	mg/dl	Hersteller Bereich mg/dl	
Fibrinogen	DiaSys Deutschland	190	143	238

Thrombinzeit (TZ) / Thrombin Time (TT)

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	sec	Hersteller Bereich sec	
Thrombinreagenz	DiaSys Deutschland	14,4	11,5	17,3

* für die Chargen mit A und B sind die Werte identisch



BasiCon 3

Sollwerte für Thrombolyzer / Coasys

Kontrollplasma therapeutisch / Control Plasma therapeutic

BasiCon 3 Lot: 20208
 Best.Nr./Order No.: 30201
 Exp.Date: 2021-10

Ganestin bei 37° für 30 Minuten rekonstituiert

Mit 1 ml Aqua dest. rekonstituieren / reconst. with 1 ml Aqua dest.

Thromboplastinzeit (TPZ) / Prothrombintime (PT)

Kalibration Ganestin DiaCal Ch.: 981010 99 % Prothrombin

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	Soll %	Hersteller Bereich %		RiliBÄK Bereich %		Soll INR	Hersteller Bereich INR	
Ganestin	DiaSys Deutschland	21,8	18,5	25,1	19,3	24,3	2,79	2,09	3,49

aPTT

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	Soll sec	Hersteller Bereich sec		RiliBÄK Bereich sec	
aPTT Lyo CH: 990627	DiaSys Deutschland	90,3	76,8	103,8	80,8	99,8
aPTT Lyo CH: 991233	DiaSys Deutschland	91,7	77,9	105,5	82,1	101,3
aPTT Lyo CH: 910308	DiaSys Deutschland	93,5	79,5	107,5	83,7	103,3

Fibrinogen

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	mg/dl	Hersteller Bereich mg/dl	
Fibrinogen	DiaSys Deutschland	177	133	221

Thrombinzeit (TZ) / Thrombin Time (TT)

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	sec	Hersteller Bereich sec	
Thrombinreagenz	DiaSys Deutschland	15,0	12,0	18,0

AT III

Reagenz/Reagent	Hersteller/ Producer	%	Hersteller Bereich %	
AT III	MediRox	51,2	38,4	64,0

* für die Chargen mit A und B sind die Werte identisch