

Chargenspezifische Sollwerte

Dia-PT ab Charge: **910719**Bestell-Nr.: **81100 + 81050**

kalibriert mit DiaCal am Thrombolyzer / Coasys

Informationen zu DiaCal

Bestell-Nr.: 20303

Charge: 910224

Verfall: 2023-02

94 % Prothrombin

Dia-PT bei +37°C für 30 Minuten rekonstituiert

Kontrolle	Soll %	Hersteller-Bereich %	RiliBÄK-Bereich %	Soll INR	Hersteller-Bereich INR
-----------	--------	----------------------	-------------------	----------	------------------------

BasiCon 1, Bestell-Nr.: 20101 Charge: 900201	94	80	108	83	105	1,04	0,78	1,30
---	-----------	----	-----	----	-----	-------------	------	------

McCon 1, Bestell-Nr.: 164 Charge: 20629	89	76	102	79	99	1,08	0,81	1,35
--	-----------	----	-----	----	----	-------------	------	------

McCon 1, Bestell-Nr.: 164 Charge: 21811	92	78	106	81	103	1,05	0,79	1,31
--	-----------	----	-----	----	-----	-------------	------	------

Kontrolle	Soll %	Hersteller-Bereich %	RiliBÄK-Bereich %	Soll INR	Hersteller-Bereich INR
-----------	--------	----------------------	-------------------	----------	------------------------

BasiCon 3, Bestell-Nr.: 30201 Charge: 21803	22,6	19,2	26,0	20,0	25,2	2,70	2,03	3,38
--	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

McCon 2, Bestell-Nr.: 170 Charge: 19732	21,1	17,9	24,3	18,7	23,5	2,88	2,16	3,60
--	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

McCon 2, Bestell-Nr.: 170 Charge: 21368	22,9	19,5	26,3	20,3	25,5	2,67	2,00	3,34
--	-------------	------	------	------	------	-------------	------	------

* für die Chargen mit A und B sind die Werte identisch

Stand: 2021-11-11

Additional determined values

Dia-PT from Lot: 910719**Order No.: 81100 + 81050**

calibrated with DiaCal on Thrombolyzer / Coasys

Information DiaCal

Order No.: 20303

Lot: 910224

Expiry: 2023-02

94 % Prothrombin

Dia-PT reconstituted at + 37 ° C for 30 minutes

Control	Assay value %	Max. limits %		Assay value INR	Max. limits INR	
BasiCon 1, Order No: 20101 Lot: 900201	94	80	108	1,04	0,78	1,30

McCon 1, Order No.: 164 Lot: 20629	89	76	102	1,08	0,81	1,35
---------------------------------------	-----------	----	-----	-------------	------	------

McCon 1, Order No.: 164 Lot: 21811	92	78	106	1,05	0,79	1,31
---------------------------------------	-----------	----	-----	-------------	------	------

Control	Assay value %	Max. limits %		Assay value INR	Max. limits INR	
---------	---------------	---------------	--	-----------------	-----------------	--

BasiCon 3, Order No.: 30201 Lot: 21803	22,6	19,2	26,0	2,70	2,03	3,38
---	-------------	------	------	-------------	------	------

McCon 2, Order No.: 170 Lot: 19732	21,1	17,9	24,3	2,88	2,16	3,60
---------------------------------------	-------------	------	------	-------------	------	------

McCon 2, Order No.: 170 Lot: 21368	22,9	19,5	26,3	2,67	2,00	3,34
---------------------------------------	-------------	------	------	-------------	------	------

* For Lot A and B, the values are identical

Stand: 2021-11-11